

Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CALCIUM	Sérum	Photométrie AU 680 (Beckman Coulter) Arsezano	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CHOLESTEROL	Sérum	Enzymo-colorimétrie AU 680 (Beckman Coulter) CHO_PAP	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	FERRITINE	Sérum	CHIMILUMINESCENCE (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-001-04	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	THYROXINE LIBRE (FT4)	Sérum	CHIMILUMINESCENCE (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-001-04	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	TRIGLYCERIDES	Sérum	Enzymo-colorimétrie AU 680 (Beckman Coulter) GPO-PAP	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	HEMOGLOBINE GLYQUEE	Sang total EDTA	Chromatographie Liquide Haute Performance D100 (BIORAD)	CO-BIOC-MO-003-03	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	HEMATOBM	Numération sanguine	Sang total EDTA	Cytométrie de flux Diffraction optique Photométrie, Advia2120i (Siemens)	CO-HEMA-MO-004-04	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	HEMATOBM	Plaquettes	Sang total EDTA	Diffraction optique Advia2120i (Siemens)	CO-HEMA-MO-004-04	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	HEMATOBM	Formule sanguine automatisée	Sang total EDTA	Diffraction optique Absorption de la lumière Advia2120i (Siemens) Réactivité à la peroxydase ou lyse différentielle	CO-HEMA-MO-004-04	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	HEMATOBM	Formule sanguine manuelle	Sang total EDTA	Microscopie optique Coloration automatisée Coloration manuelle	CO-HEMA-MO-006-02 CO-HEMA-MO-001-02 CO-HEMA-MO-003-02	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	ISEROBM	Anticorps anti-VIH	Sérum	CHIMILUMINESCENCE (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-001-04	notification du 22/09/2016
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	FER	Sérum	Photométrie (TPTZ) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 03/08/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	GGT	Sérum	Test cinétique (IFCC) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 03/08/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	ACIDE URIQUE	Sérum	Enzymo- colorimétrie (Uricase) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 03/08/2017

Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CHLORURE	Sérum	Potentiométrie Indirecte ISE AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 03/08/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CREATININE	Sérum	Méthode enzymatique AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	notification du 03/08/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	GLUCOSE	Sérum	Méthode enzymatique (hexokinase) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	PHOSPHORE	Sérum	Test de coloration photométrique UV (molybdate) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	BICARBONATE	Sérum	Méthode enzymatique AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	HDL	Sérum	Méthode enzymo-colorimétrie AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	ALBUMINE	Sérum	Méthode colorimétrique (vert de Bromocrésol)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	ALPHA-PHOTOPROTEINE	Sérum	Méthode chimiluminescence (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	ALAT TGP	Sérum	Test cinétique UV (IFCC 37°C) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	ASAT TGO	Sérum	Test cinétique UV (IFCC 37°C) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	LIPASE	Sérum	Test de coloration cinétique (Immamura) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	MAGNESIUM	Sérum	Test de coloration photométrique (Bleu de zylidyle) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	UREE	Sérum	Test cinétique UV (uréase) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	TSH	Sérum	Méthode chimiluminescence (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CA 15-3	Sérum	Méthode chimiluminescence (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CA 125	Sérum	Méthode chimiluminescence (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	ACE	Sérum	Méthode chimiluminescence (CLIA) DXI 800 (Beckman Coulter)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	BILIRUBINE TOTALE	Sérum	Test de coloration photométrique (DPD) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017



**LBM ANA-L
8-3999**

Liste détaillée des examens couverts par l'accréditation

**CO-ANA-ENR-005
Version 12
21/03/2018**

Lieu de réalisation des opérations techniques (site, unité fonctionnelle, service, ...)	Domaine	Sous-Famille	Examen / analyse	Nature de l'échantillon biologique (sang et dérivés, urine, selles, ...)	Principe de la méthode (préciser si automatisée avec le nom de l'automate ou manuelle, ainsi que la technique mise en oeuvre)	Référence de la méthode (référence du document et version)	Remarque (ajout, changement automate, changement de méthode, changement de réactif,...)
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	BILIRUBINE DIRECTE	Sérum	Test de coloration photométrique (Diazonium) AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017
Plateau technique Sarcelles	Biologie médicale	BIOCHBM	CRP	Sérum	Immuno-turbidimétrie latex AU 680 (BECKMAN COULTER)	CO-BIOC-MO-002-02	Ajout le 20/11/2017