

Pourquoi fait-on cet examen ?

Il permet de rechercher le germe *Helicobacter pylori* en cause dans les ulcères gastriques .

Quel matériel est nécessaire ?

Vous devez vous même vous procurer le kit HELIKIT en pharmacie (avec l'ordonnance) puis vous présentez au laboratoire avec ce kit. Pour les enfants, utiliser le test INFAL (le patient doit ramener une bouteille de jus d'orange pur).

Recommandations avant le prélèvement

- ✓ Contre indiqué en cas de grossesse et allaitement
- ✓ A faire avec précaution en cas de gastrectomie
- ✓ **A jeun : sans manger, ni boire, ni fumer depuis la veille**
- ✓ Le test doit se pratiquer :

→ **4 semaines** après arrêt de tout **antibiotique**

→ **15 jours** après arrêt des **anti sécrétoires tels que :**

- Eupentol, Inexium, Inipomp, Lanzor, Mopral, Omeprazole, Ogast, Pariet, Zoltum
- Tagamet, Stomedine, Azantac, Raniplex, Pepsiduo, Pepsidac, Pepdine, Nizaxid, Cytotec, Keal, Ulcar

→ **48 heures** après l'arrêt des **anti acides et pansements gastro-intestinaux tels que:**

- Gelusil, Maalox, Moxydar, Phosphalugel, Rennie, Actapulgite, Bedelix, Smecta, Bolinan, Polykaraya, Gastropulgite, etc ...

Comment se fait le prélèvement ?

Le test se fait **sans rendez-vous** au laboratoire. Le patient doit rester au laboratoire.

Ce test est indolore, sans prise de sang. La durée du test est de 30 minutes.